

Auswahlkriterien Ultraschallbäder



	SONOREX DIGITEC	SONOREX SUPER
Wannengröße (Liter)	0,9–90,0	0,9–58,0
Bedienelemente	Drucktasten	Drehgriffe
Zeiteinstellung (min)	1–30, Dauerbetrieb ∞	1–15, Dauerbetrieb ∞
Sicherheitsabschaltung	nach 12 Stunden	nein
Heizung	optional, H-Version	optional, H-Version
Heizung, thermostatisch regelbar	20–80 °C	30–80 °C RK 31 H: 65 °C fest
Übertemperaturwarnung	ja	nein
Schutz vor Siedeverzug	ja, zuschaltbar	nein
Einstellgenauigkeit der Badtemperatur	±3,5 K	±5 K
Wannenstärke/Material C-Version	0,8 mm, Edelstahl 1.4301 2 mm, 1.4571	0,8 mm, Edelstahl 1.4301 2 mm, 1.4571
Füllhöhenmarkierung zur sicheren Dosierung	ja	ja
Hartverchromung	DT 102 H	RK 102 H
Garantie (Jahre)	2, DT 102 H = 3	2, RK 102 H = 3
Einteiliger Ablauf	ja, ab DT 100 SH	ja, ab RK 100 SH
Nässeschutz	Sprühwasserschutz	Tropfwasserschutz
Schutzgrad	IP 33	IP 32
Ultraschallfrequenz (kHz)	35	35
Sweep	ja	ja
PZT-Schwingsysteme	ja	ja
Degas	ja	nein
Netz 230 V~, 50/60 Hz oder	ja	ja
Netz 115 V~, 50/60 Hz	ja	ja
Programmspeicher	1 Programm	nein
CE nach MPG	ja	ja, außer RK 1050