

Aufbereitung medizinischer Instrumente



SONOREX DIGITEC DT 514 mit K 14

Aufbereitung medizinischer Instrumente im Ultraschallbad
Schneller Instrumentendurchlauf und schonende Intensiv-Reinigung durch gleichzeitige Desinfektion und Reinigung in 5 Minuten.
Keine Beschädigung der Instrumente durch „Bürsten“.




Endoskopzubehör in Fixierklammern FE 12




MIC-Instrumente im MIC-Halter MH 28



Mikro-Instrumente auf Silikon-Noppenmatte SM 14



Vor der Reinigung im Ultraschallbad



Nach der Reinigung im Ultraschallbad