

**BEST
PRACTICE**



EBA 20
Kleinzentrifuge

Die praktische EBA 20 ist das ideale Gerät für geringe Probenaufkommen. Zur serienmäßigen Ausstattung dieser mikroprozessor-gesteuerten Kleinenzentrifuge gehört ein 8-facher Winkelrotor. Er nimmt unterschiedlichste Röhren bis zu einem Volumen von 15 ml auf. Seine max. Drehzahl beträgt 6.000 min⁻¹. Das entspricht einer RCF von 3.461.

Winkelrotor 8-fach

↙ 33°



TECHNIK

EBA 20

Kleinenzentrifuge, mit Rotor		
Spannung ^{*)}	208–240 V 1 ~	100–127 V 1 ~
Frequenz	50–60 Hz	
Anschlusswert	65 VA	70 VA
Störaussendung	EN 55011 Gruppe 1, Klasse B EN 61000-3-2 EN 61000-3-3	FCC Klasse B
Störfestigkeit	EN 61000-6-1	-
max. Kapazität	8 x 15 ml	
max. RPM	6.000 min ⁻¹	
max. RCF	3.461	
Laufzeit	1 – 99 min, ∞ Dauerlauf, Kurzlauf (Impuls-Taste)	
Maße (H x B x T)	216 x 231 x 292 mm	
Gewicht	ca. 4 kg	
Bestell-Nr.	2002	2002-01

Kapazität in ml	4	5	15	1,1–1,4	2,6–2,9	2,7–3	4,5–5	4,9	7,5–8,2	9–10	10	1,6–5	4–7	8	8,5–10	15	
Ø x L in mm	10x88	12x75	17x100	8x66	13x65	11x66	11x92	13x90	15x92	16x92	15x102	13x75	13x100	16x125	16x100	17x120	
Bestell-Nr.	-	0553 ¹⁾	0518 ¹⁾	Blutabnahmegefäße/Urinerörchen												0509	
Rotor inkl.																	
Bestell-Nr.	6305	1054-A	-	1054-A				-				1054-A		-			
Bohrung Ø x L in mm	11,5x67,5	13,5x60	17,7x88	13,5x60				17,7x88				13,5x60		17,7x88			
Röhrchen pro Rotor	8												8	8	4	8	4
max. RCF ¹⁾	2.817	2.697	3.461	2.697				3.461				2.697		3.461			
Radius in mm	70	67	86	67				86				67		86			
Anlaufzeit in s	26																
Auslaufzeit in s	☐ 37 ☉ 121																

^{*)} Andere Spannungen auf Anfrage.

¹⁾ Bitte beachten Sie, dass sich die hier angegebenen RCF Werte nur auf die Leistung der Rotoren beziehen. Mit welcher RCF die einsetzbaren Zentrifugiergefäße maximal belastet werden dürfen, ist beim Hersteller der Röhrchen zu erfragen. Für die mit Fußnote¹⁾ gekennzeichneten Glasröhrchen beträgt die max. RCF 4.000.

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Föhrenstr. 12
D - 78532 Tuttlingen
Germany
www.hettichlab.com
info@hettichlab.com
service@hettichlab.com

Tel. +49 (0)7461 / 705 -0
Fax +49 (0)7461 / 705 -125
Verkauf Inland: -200
International Sales: -201
Service Inland: -202
International Service: -112